



Enregistrement  
relatif à la qualité

MU-ED1/021/02  
Application : 06/01/2015

***Test HELIKIT® :***  
***Modalités de réalisation***

Page : 1 / 1

Vous allez réaliser au laboratoire un test respiratoire à l'urée appelé TEST HELIKIT®.

Pour cela, quelques critères sont à respecter :

- Être **à jeun** depuis la veille, au repos (sans manger, ni boire, ni fumer depuis 12 heures).
- Arrêt de tout traitement **antibiotique** depuis au moins **4 semaines**.
- Arrêt de tout traitement **anti-sécrétoire** (IPP, anti-H2, ... - ex : *Mopral®*, *Inexium®*...) depuis **2 semaines**.
- Arrêt des **anti-acides** et **pansements gastro-intestinaux** (type *Gaviscon®*) depuis **24 heures**.

Tous ces critères permettent la réalisation d'un test fiable.

NB : Il faut compter un peu plus d'une demi-heure pour réaliser le test.